

## VIBERECT PROTOKOLÜ

### Prostat Kanseri Ameliyatı ya da diđer tedavilerin ardından uygulanacak Titreşimli Penil Terapisinin “PROTOKOLÜ”

Prostat kanserine yönelik gerçekleştirilen tedavilerin ardından ereksiyonlar, bir süre için kaybolabilir. Bu süre, ameliyat sürecinde alınan dokuların etrafındaki sinirlerin korunması ve diđer seçeneklerin uygulanmasına rağmen iki yıla kadar çıkabilmektedir. Bu süreç oldukça streslidir ve erkeklerin çođu, yeniden ereksiyona kavuşmaktan çok üriner kontrollerini sağlama konusunda endişelidirler. Ancak bu zaman dilimi, aslında sinirlerinizi ve kaslarınızı “rehabilitate” edebileceğiniz, dolayısıyla hem üriner, hem de seksüel fonksiyona yeniden, daha iyi ve daha hızlı bir şekilde, penil uzunluğu da koruyarak kavuşabileceğiniz kritik bir zaman dilimidir. Bir an önce sinirlerinizi stimüle etmeye başlayın!

Aşağıdaki program, diđer bütün seçenekleri test etmiş ürologlar ve seksüel sağlık uzmanları tarafından sizlere “spontane ereksiyonları”, iğne, ilaç veya pompalar olmadan en kısa sürede geri kazanacağınızı ve bu programdan faydalanacağınızı düşündükleri için şiddetle tavsiye edilmekte. Çok sayıda çalışma, bu programın ereksiyonlar için çeşitli faydalar sunduğunu ortaya koydu. Randomize çalışmalar ise hala devam etmekte. Bazı hastalar genç olduklarından, (60'ın altında), tedavi öncesi güçlü ereksiyonlara sahip olduklarından, ve ameliyatlarına giren cerrahların yetenek ve deneyim

seviyeleri farklı olduğundan elbette, sonuçlar çeşitlilik göstermekte. Viberec terapi sinirlerinizi her gün uyandırarak vücudunuzun kendi kendisini iyileştirmesini ve seksüel fonksiyonunuza daha çabuk bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Güvenli, tamamen fizyolojik, acısız/ağrısız, ve son derece zevkli bir deneyimdir. Her tedaviyle birlikte harika orgazmlara ulaşmanız kuvvetle muhtemel olup, terapiye başladığınız anda da bir dereceye kadar ereksiyona ulaşma ihtimaliniz oldukça yüksek.

**Önemli:** Bu protokol bağlılık/fedakarlık ve sabır gerektirmektedir. Terapinin sunacağı etkiler kademeli, dereceli bir şekilde artıyor olup, ani, anlık değildir. Ancak bu terapiyi kullandığınız için çok memnun kalacaksınız. Hatta tam bir deneyim için, Viberec cihazını prostat kanseri tedavinizden önce kullanmaya başlamanızı tavsiye ediyoruz.

1. Terapiye ameliyat ya da tedaviyle aynı zamanda, hatta ameliyat ve tedaviden iki hafta önce başlayın.
2. Viberec'i rahat, seksüel bir ortamda (seksüel düşünceler, erotik videolar, vb.), ayakta durur vaziyette (penise daha iyi kan akışı) kullanın. rahatlamanız ve derin düşüncelere dalmanız gerekmektedir. Seksüel anılarınızda derine inin ve onları zihninizde yeniden canlandırın.

3. Eşiniz ya da partnerinizle sıklıkla seksüel ilişki girişimlerinde bulunun. Aşk ve yakınlaşma için ereksiyona ihtiyaç yoktur. Partneriniz için Viberect'i ve kadın vibratörlerini beraber kullanın. Bu, yüksek beyin merkezlerinizi fazlasıyla amplife edecek, dolayısıyla iyileşmenize/toparlanmanıza yardımcı olacaktır. Bunları sık bir şekilde uygulayın. Etkilerin iyileşmenize katkıda bulunacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır !
4. Programın başında Viberect'i mesaneniz boşken kullanın.
5. Viberect'i her gün (en azından haftada 3 kez), 3-5 dakikalığına (ya da orgazm durumuna ulaşana kadar) en az bir yıl boyunca kullanın.
6. Eğer penil rehabilitasyonunuz için ilaç kullanıyorsanız (Viagra, Cialis, Levitra), bu ilaçların faydalarını maksimize etmek için onları Viberect stimülasyonundan 30 dakika önce alın.
7. Eğer pompa kullanmayı planlıyorsanız, halkasını en az 3 ay kadar kullanmayın.
8. Kasların sertliğini kuvvetlendirmek/artırmak için ameliyattan sonraki 30 gün boyunca penil germe egzersizleri yapın.
9. Sabırlı olun ve Titreşimli terapiyi uygulamaya devam edin. Bu terapi, spontane bir şekilde toparlanmanız ve iyileşmeniz için sizin en iyi şansınız.